



## Laboratoriolomake

1. Tutkimuspäivämäärä \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ (pp.kk.vvvv)

2. Tutkittavan  
kohdetunnus: \_\_\_\_\_

3. Tutkittava kuuluu DNA-alaotokseen:

- Kyllä  
 Ei

4. Näytteenottoaika: |\_\_| |\_\_| : |\_\_| |\_\_|

## 5. Varastonäytteet

Seerumi/ koko veri	Määrä ml	Huom.	Plasma/ solut	Määrä ml	Huom.
S11			PE21		
S12			PE22		
S13			PE23		
S14			PE24		
S15					
S16			PL31		
S17			PL32		
S18	2 ml (kaikki)		PL33		
			PL34		
V41					
DNA	kokoveriputki, ei avata!		EDTA- solut	puna- ja valkosolut	

Pipetoitava näytemäärä on 1 ml. Mikäli näytemäärä jakoputkessa on vähemmän, merkitse näytteen määrä. Mikäli jakoputkeen ei riitä näytettä, merkitse -.

- Näyte hemolysoitunut (punainen)
- Näyte lipeeminen (samea tai maitomainen)
- Näyte ikteerinen (vihertävän keltainen)
- Näytettä ei sentrifugoitu ohjeen mukaisesti, sentrifugoitu \_\_\_\_\_ min seisotuksen jälkeen
- Seerumi, plasma tai kokoveri alikvootti huoneenlämmössä yli tunnin, yhteensä \_\_\_\_\_ min
- Näyte tuhoutui ennen pakastusta
- Käytetty varatarraa
- Muuta, mitä \_\_\_\_\_

Näytteenkäsittelijän tunnus: |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_|

Tallennettu